

**Beute con giunto smerigliato standard, in vetro borosilicato 3.3****LLG Labware**

Ideali per miscelare liquidi. Con collo smerigliato standard e graduazioni bianche. In accordo a DIN EN ISO 4797.



Code	Description	Packaging
LLG04686106	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 50 ml, Ø 51 x 85 h mm, NS14/23	2 pz
LLG04686107	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 50 ml, Ø 51 x 85 h mm, NS19/26	2 pz
LLG04686108	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale : 50 ml, Ø 51 x 85 h mm, NS29/32	2 pz
LLG04686109	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 100 ml, Ø 64 x 100 h mm, NS14/23	2 pz
LLG04686110	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 100 ml, Ø 64 x 100 h mm, NS19/26	2 pz
LLG04686111	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 100 ml	2 pz
LLG04686112	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 250 ml, Ø 85x 140 h mm, NS19/26	2 pz
LLG04686113	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 250 ml, Ø 85 x 140 h mm, NS24/29	2 pz
LLG04686114	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 250 ml, Ø 85 x 140 h mm, NS29/32	2 pz
LLG04686115	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 300 ml, Ø 87 x 156 h mm, NS29/32	2 pz
LLG04686116	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 500 ml, Ø 105 x 175 h mm, NS29/32	2 pz
LLG04686117	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 1000 ml, Ø 131 x 220 h mm, NS29/32	1 pz
LLG04686118	Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 2000 ml, Ø 166 x 270 h mm, NS29/32	1 pz

