



Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3

LLG Labware

Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3. Con giunto rettificato standard e scritta bianca. Secondo la norma DIN EN ISO 4797.



Code	Description	Packaging
LLG04686126	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 50 ml, Altezza 90 mm, giunto smerigliato NS14/23, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686127	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 50 ml, Altezza 90 mm, giunto smerigliato NS19/26, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686128	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 50 ml, Altezza 90 mm, giunto smerigliato NS24/29, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686129	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 50 ml, Altezza 90 mm, giunto smerigliato NS29/32, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686130	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 100 ml, Altezza 105 mm, giunto smerigliato NS14/23, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686131	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 100 ml, Altezza 105 mm, giunto smerigliato NS19/26, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686132	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 100 ml, Altezza 105 mm, giunto smerigliato NS24/29, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686133	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 100 ml, Altezza 105 mm, giunto smerigliato NS29/32, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686134	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 250 ml, Altezza 140 mm, giunto smerigliato NS29/32, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686135	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 250 ml, Altezza 140 mm, giunto smerigliato NS24/29, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686136	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 250 ml, Altezza 140 mm, giunto smerigliato NS19/26, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686137	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 500 ml, Altezza 163 mm, giunto smerigliato NS24/29, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686138	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 500 ml, Altezza 163 mm, giunto smerigliato NS29/32, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	2 pz
LLG04686139	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 500 ml, Altezza 163 mm, giunto smerigliato NS45/40, colli 1, Colore Chiaro	2 pz



Code	Description	Packaging
LLG04686140	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 1000 ml, Altezza 200 mm, giunto smerigliato NS24/29, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	1 pz
LLG04686141	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 1000 ml, Altezza 200 mm, giunto smerigliato NS29/32, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	1 pz
LLG04686142	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 1000 ml, Altezza 200 mm, giunto smerigliato NS45/40, colli 1, Colore Chiaro	1 pz
LLG04686143	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 2000 ml, Altezza 240 mm, giunto smerigliato NS29/32, colli 1, Standard DIN EN ISO 4797, Colore Chiaro	1 pz
LLG04686144	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, 2000 ml, Altezza 240 mm, giunto smerigliato NS45/40, colli 1, Colore Chiaro	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

