



Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3

LLG Labware

Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3. Con giunto rettificato standard e scritta bianca. Secondo la norma DIN EN ISO 4797.



Code	Description	Packaging
LLG04686126	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 50 ml, Ø collo ca. , Ø est. 51 mm, Altezza 90 mm, Ground size NS14/23, Ground size centre neck , Ground size side necks , No. of necks 1, Angle side ne	2 pz
LLG04686127	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 50 ml, Ø est. 51 mm, Altezza 90 mm, smerigliatura NS19/26, No. colli 1	2 pz
LLG04686128	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 50 ml, Ø est. 51 mm, Altezza 90 mm, smerigliatura NS24/29, No. collo 1	2 pz
LLG04686129	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 50 ml, Ø est. 51 mm, Altezza 90 mm, smerigliatura NS29/32, No. colli 1	2 pz
LLG04686130	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 100 ml, Ø est. 64 mm, Altezza 105 mm, smerigliatura NS14/23, No. colli 1	2 pz
LLG04686131	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 100 ml, Ø est. 64 mm, Altezza 105 mm, smerigliatura NS19/26, No. colli 1	2 pz
LLG04686132	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 100 ml, Ø est. 64 mm, Altezza 105 mm, smerigliatura NS24/29, No. colli 1	2 pz
LLG04686133	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 100 ml, Ø est. 64 mm, Altezza 105 mm, smerigliatura NS29/32, No. colli 1	2 pz
LLG04686134	LLG-Round bottom flask 250 ml NS29/32 X2	2 pz
LLG04686135	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 250 ml, Ø est. 85 mm, Altezza 140 mm, smerigliatura NS24/29, No. colli 1	2 pz
LLG04686136	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 250 ml, Ø est. 85 mm, Altezza 140 mm, smerigliatura NS19/26, No. colli 1	2 pz
LLG04686137	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 500 ml, Ø est. 105 mm, Altezza 163 mm, smerigliatura NS24/29, No. colli 1	2 pz
LLG04686138	LLG-Round bottom flask 500 ml NS29/32 x2	2 pz
LLG04686139	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 500 ml, Ø est. 105 mm, Altezza 163 mm, smerigliatura NS45/40, No. colli 1	2 pz



Code	Description	Packaging
LLG04686140	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 1000 ml, Ø est. 131 mm, Altezza 200 mm, smerigliatura NS24/29, No. colli 1	1 pz
LLG04686141	LLG-Round bottom flask 1000ml, NS29/32 X2	1 pz
LLG04686142	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 1000 ml, Ø collo ca. , Ø est. 131 mm, Altezza 200 mm, smerigliatura NS45/40, No. colli 1	1 pz
LLG04686143	LLG-Round bottom flask 2000 ml, NS 29/32	1 pz
LLG04686144	Pallone a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 2000 ml, Ø est. 165 mm, Altezza 240 mm, smerigliatura NS45/40, No. colli 1	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

