

**Beute, in vetro borosilicato 3.3, con tappo a vite****LLG Labware**

Beuta di Erlenmeyer in vetro borosilicato 3.3. Tappo a vite con guarnizione in PTFE.

- Graduazioni binache e area di scrittura.
- Filettatura GL.



Code	Description	Packaging
LLG04686198	Beuta, vetro borosilicato 3.3, con tappo a vite, capacità nominale: 100 ml	2 pz
LLG04686199	Beuta, vetro borosilicato 3.3, con tappo a vite, capacità nominale: 250 ml	2 pz
LLG04686200	Beuta, vetro borosilicato 3.3, con tappo a vite, capacità nominale: 500 ml	2 pz
LLG04686201	Beuta, vetro borosilicato 3.3, con tappo a vite, capacità nominale: 1000 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

