

**Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato****LLG Labware**

Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato. Conformità certificata con ID lotto.

- DIN EN ISO 1042.
- Con giunto rettificato standard e tappo in PE.
- Marchio e scritta ad anello bianco.



| Code        | Description                                                                                                                                          | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04686246 | Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 5 ml, Tolleranza $\pm 0.040$ ml, smerigliatura NS10/19             | 2 pz      |
| LLG04686247 | Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 10 ml, Tolleranza $\pm 0.040$ ml, smerigliatura NS10/19            | 2 pz      |
| LLG04686248 | Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 20 ml, Tolleranza $\pm 0.040$ ml, smerigliatura NS10/19            | 2 pz      |
| LLG04686249 | Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 25 ml, Tolleranza $\pm 0.040$ ml, smerigliatura NS10/19            | 2 pz      |
| LLG04686250 | Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 50 ml, Tolleranza $\pm 0.100$ ml, smerigliatura NS14/23            | 2 pz      |
| LLG04686251 | Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 100 ml, Tolleranza $\pm 0.100$ ml, smerigliatura NS14/23           | 2 pz      |
| LLG04686252 | Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 200 ml, Tolleranza $\pm 0.150$ ml, smerigliatura NS14/23           | 2 pz      |
| LLG04686253 | Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 250 ml, Tolleranza $\pm 0.150$ ml, smerigliatura NS14/23           | 2 pz      |
| LLG04686254 | Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 500 ml, Tolleranza $\pm 0.250$ ml, smerigliatura NS19/26           | 2 pz      |
| LLG04686255 | Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, Volume nominale 1000 ml, Tolleranza $\pm 0.400$ ml, smerigliatura NS24/29          | 1 pz      |
| LLG04686256 | Matracci tarati, vetro borosilicato 3.3, classe A, vetro ambrato, 2000 ml, Tolleranza $\pm 0.600$ ml, NS29/32, Standard DIN EN ISO 1042, tappo in PE | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

