



Pallone a due colli a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, collo laterale angolato

LLG Labware

Pallone a due colli a fondo tondo con giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, collo laterale angolato.
Collo laterale con angolo di 20° rispetto al collo centrale. Con scritta bianca.
Secondo la norma DIN 12394.



Code	Description	Packaging
LLG04686152	Pallone a due colli a fondo tondo con giunto smerigliato standard, collo laterale angolato 20°, 50 ml, Ø 51 mm, H 92 mm, collo centrale NS14/23, colli laterali NS14/23	1 pz
LLG04686153	Pallone a due colli a fondo tondo con giunto smerigliato standard, collo laterale angolato 20°, 100 ml, Ø 64 mm, H 107 mm, collo centrale NS14/23, colli laterali NS14/23	1 pz
LLG04686154	Pallone a due colli a fondo tondo con giunto smerigliato standard, collo laterale angolato 20°, 250 ml, Ø 85 mm, H 142 mm, collo centrale NS14/23, colli laterali NS14/23	1 pz
LLG04686155	Pallone a due colli a fondo tondo con giunto smerigliato standard, collo laterale angolato 20°, 100 ml, Ø 64 mm, H 107 mm, collo centrale NS29/32, colli laterali NS14/23	1 pz
LLG04686156	Pallone a due colli a fondo tondo con giunto smerigliato standard, collo laterale angolato 20°, 250 ml, Ø 85 mm, H 142 mm, collo centrale NS29/32, colli laterali NS14/23	1 pz
LLG04686157	Pallone a due colli a fondo tondo con giunto smerigliato standard, collo laterale angolato 20°, 500 ml, Ø 105 mm, H 165 mm, collo centrale NS29/32, colli laterali NS14/23	1 pz
LLG04686158	Pallone a due colli a fondo tondo con giunto smerigliato standard, collo laterale angolato 20°, 1000 ml, Ø 131 mm, H 203 mm, collo centrale NS29/32, colli laterali NS14/23	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

