



Pallone a tre colli con fondo sferico e giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali angolati

LLG Labware

Pallone a tre colli con fondo sferico e giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali angolati.
Colli laterali con angolo di 20° rispetto al collo centrale. Con scritta bianca.
Secondo la norma DIN 12394.



Code	Description	Packaging
LLG04686159	Pallone a tre colli con fondo sferico e giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali angolati 20°, Volume nominale 250 ml, Altezza 140 mm, Filettatura collo centrale NS29/32, Dimensione giunto sferico dei colli laterali NS14/23	1 pz
LLG04686160	Pallone a tre colli con fondo sferico e giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali angolati 20°, Volume nominale 250 ml, Altezza 140 mm, Filettatura collo centrale NS29/32, Dimensione giunto sferico dei colli laterali NS29/32	1 pz
LLG04686161	Pallone a tre colli con fondo sferico e giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali angolati 20°, Volume nominale 500 ml, Altezza 163 mm, Filettatura collo centrale NS29/32, Dimensione giunto sferico dei colli laterali NS14/23	1 pz
LLG04686162	Pallone a tre colli con fondo sferico e giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali angolati 20°, Volume nominale 500 ml, Altezza 163 mm, Filettatura collo centrale NS29/32, Dimensione giunto sferico dei colli laterali NS29/32	1 pz
LLG04686163	Pallone a tre colli con fondo sferico e giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali angolati 20°, Volume nominale 1000 ml, Altezza 200 mm, Filettatura collo centrale NS29/32, Dimensione giunto sferico dei colli laterali NS14/23	1 pz
LLG04686164	Pallone a tre colli con fondo sferico e giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali angolati 20°, Volume nominale 1000 ml, Altezza 200 mm, Filettatura collo centrale NS29/32, Dimensione giunto sferico dei colli laterali NS29/32	1 pz
LLG04686165	Pallone a tre colli con fondo sferico e giunto smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, colli laterali angolati 20°, Volume nominale 2000 ml, Altezza 240 mm, Filettatura collo centrale NS29/32, Dimensione giunto sferico dei colli laterali NS29/32	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

