

**Condensatore secondo Dimroth, in vetro borosilicato 3.3, oliva in vetro****LLG Labware**

Per la condensazione di vapori. Connessione idrica con attacco in vetro. Cono standard smerigliato. In accordo con DIN 12591.



Code	Description	Packaging
LLG04686190	Condensatore secondo Dimroth, in vetro borosilicato 3.3, oliva in vetro, lunghezza effettiva: 250 mm	1 pz
LLG04686191	Condensatore secondo Dimroth, in vetro borosilicato 3.3, oliva in vetro, lunghezza effettiva: 400 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

