

**Condensador según Dimroth, en vidrio de borosilicato 3.3, oliva en vidrio****LLG Labware**

Para la condensación de vapores. Toma de agua con toma de cristal. Cono esmerilado estándar. Según DIN 12591.



Code	Description	Packaging
LLG04686190	LLG-Dimroth condenser 250 mm, olive	
LLG04686191	LLG-Dimroth condenser 400 mm,olive	



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

