

**Imbuto di misurazione per COD****Behr**

Imbuto di misurazione per COD. L'imbuto di misurazione per COD, posto sopra al vaso di reazione per COD, semplifica l'aggiunta simultaneamente di acido solforico a diversi campioni. L'imbuto di misurazione COD insieme con un dispositivo di raffreddamento ed un agitatore magnetico in serie, aumenta la sicurezza e facilita il compito all'utilizzatore, nella determinazione del COD.



Code	Description	Packaging
LLG09920713	imbuto per misura COD DT 30, 30 ml, per acido solforico	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

