

**Bottiglie rotonde, serie 308, PE-HD****Kautex**

Bottiglie rotonde, serie 308, PE-HD. Il design del collo ne permette l'utilizzo con una sola mano. Utilizzabili per: imballaggio, stoccaggio, trasporto. Senza tappo (da ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
LLG09072783	Bottiglia 308, HDPE, 50 ml, Ø 32mm, Øcollo 17mm, Øfilettat. 22mm, h 86mm	1 pz
LLG09072784	Bottiglia 308, HDPE, 100 ml, Ø 41mm, Øcollo 17mm, Øfilet. 22mm, h 108,5mm	1 pz
LLG09072785	Bottiglia 308, HDPE, 250 ml, Ø 56mm, Øcollo 17mm, Øfilet. 22mm, h 135,5mm	1 pz
LLG09072786	Bottiglia 308, HDPE, 500 ml, Ø 70mm, Øcollo 19,4mm, Øfilet. 25mm, h 173mm	1 pz
LLG09072787	Bottiglia 308, HDPE, 1 L, Ø 89mm, Øcollo 19,4mm, Øfilet. 25mm, h 211,5mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

