

**Scambiatore di ioni in acciaio inossidabile a letto misto****Behr**

Scambiatore di ioni in acciaio inossidabile a letto misto.

Cartuccia standard in acciaio inossidabile V4A per usi generali: per alimentare lavavetriere da laboratorio, per uso generale di laboratorio e per piccoli consumi industriali. Per demineralizzazioni successive di sistemi ad osmosi inversa.

- Resistente a pressioni di 10 bar / 8 bar con E40dA
- Ottimo sfruttamento della capacità di scambiare ioni, grazie all'assoluta uniformità di distribuzione dell'acqua nello strumento
- Portata fino a 700 litri/ora
- Il sistema unico di ugelli a getto Behropur® distribuisce l'acqua grezza sull'intero letto di resine. Questo assicura un'ottima qualità e capacità di scambio
- Può essere collegato direttamente all'acqua di alimentazione e senza riduttore di pressione
- Resistente a pressioni alternate
- Collare in gomma dura vulcanizzata alla base ed in cima all'unità che offre effettiva protezione
- Facilità di trasporto grazie alle maniglie incorporate nella parte superiore dell'unità
- La conducibilità è controllata direttamente sull'unità (strumento di misura incorporato) o con misuratore a posizionamento remoto
- Disponibile anche con interruttore che blocca quando si raggiunge il valore limite e controllo limite

Specifiche E 28 / E 40 d

- Capacità di scambio* a 10°dH: 2.800 l / 4.000 l
- Flusso max. litri/ora: 500 / 700
- #Ø in cm: 24 / 24
- Altezza incluso LF in cm: 74 / 84
- Altezza della sola cartuccia in cm: 60 / 70



Code	Description	Packaging
LLG09915730	Scambiatore di ioni a letto misto in acciaio inossidabile tipo E28d	1 pz
LLG09915731	Scambiatore di ioni a letto misto in acciaio inossidabile tipo E40d	1 pz
LLG09915732	Scambiatore di ioni a letto misto in acciaio inossidabile tipo E28dZ	1 pz
LLG09915733	Scambiatore di ioni a letto misto in acciaio inossidabile tipo E40dZ	1 pz
LLG09915734	Scambiatore di ioni a letto misto in acciaio inossidabile tipo E28dA	1 pz
LLG09915735	Scambiatore di ioni a letto misto in acciaio inossidabile tipo E40dA	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

