

**Agitatore magnetico, Cimarec Power Direct****H+P VM**

Agitatore magnetico Cimarec Power Direct. Potente agitatore magnetico, super piatto, per volumi da 100 ml fino a 40 litri, con campo magnetico a range lungo per agitare su lunghe distanze fino a max. 40mm, ideale per recipienti in vetro con pareti molto spesse, contenitori a doppia parete. Struttura in acciaio inox resistente ai lavaggi e all'abrasione. Range velocità da 100 a 2000 rpm, con arresto rapido entro 2 sec., 4-step di potenza di agitazione (5/10/15/20 Watt), display digitale per la velocità, interfaccia RS232 bi-direzionale che consente di controllare fino a 14 unità direttamente ed individualmente dal PC dell'utilizzatore, con uscita 24V d.c, adattatore per 100-240V. Temperatura operativa ambientale: da -10 a +40°C. Classe di protezione: IP 22.



Code	Description	Packaging
LLG09720595	Agitatore magnetico Power Direct, 100-2000 rpm, dim. 240x295x35 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

