

**Agitatore magnetico KMO 2 basic****IKA**

Agitatore magnetico KMO 2 basic. Agitatore magnetico compatto, senza riscaldamento, piccolo e potente. Velocità regolabile in continuo da 0 a 1100 rpm. Alloggiamento in acciaio inox che agevola le operazioni di pulizia e di sterilizzazione dell'apparecchio. Raccordo filettato M10 adatto all'asta per stativo H16V.

Caratteristiche

Volume max. agitato (H₂O): 5 L

Potenza motore assorbita/erogata: 14 / 4W

Intervallo di velocità: da 0 a 1100 rpm

Indicazione velocità: scala

Superficie: 140 x 120 mm, acciaio inossidabile (AISI 304)


Dimensioni (LxPxH): 140 x 200 x 75 mm

Peso: 1,4 kg

Grado di protezione secondo DIN EN 60529: IP 21

Alimentazione: 230V 50/60Hz

Testato secondo DIN EN IEC 61010-1



Code	Description	Packaging
LLG06289152	Agitatore magnetico KMO 3, Volume agitazione 5 L, Velocità 10/1500 rpm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

