

**Distillatori in corrente di vapore S****Behr**

Distillatori in corrente di vapore S

- Notevole sicurezza ed affidabilità
- Robusto involucro in poliuretano
- Tempo di distillazione circa 3 min per campione
- Limite di rilevazione 0.1 mg N
- Recupero >99.5%
- Riproducibilità  $\pm 1\%$
- Capacità di generazione vapore regolabile dal 40 al 100%
- Funzionamento estremamente semplice dell'unità programmabile, controllato da menù, tramite un singolo elemento operativo (funzionamento ad un bottone - behr)
- Tempo di reazione programmabile
- Interfaccia seriale (RS232)
- Livello di riempimento monitorato per il set di taniche
- Pratico dispositivo di fissaggio ugualmente adatto per analisti mancini



| Code        | Description                                                               | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06236005 | Set di taniche per S1 e S2                                                | 1 pz      |
| LLG06270443 | Modulo di titolazione per collegamento con S 5, Tipo TB 2                 | 1 pz      |
| LLG09843803 | Unità di distillazione, automatica, predisposta per un titolatore esterno | 1 pz      |
| LLG09843813 | Distillatore in corrente di vapore, programmabile S 2                     | 1 pz      |
| LLG09843814 | Distillatore in corrente di vapore, manuale S 1                           | 1 pz      |
| LLG09843815 | Distillatore in corrente di vapore, semiautomatico S 3                    | 1 pz      |
| LLG09843816 | Set di 3 contenitori da 20 L per S 3, incluso sensore di livello          | 1 pz      |
| LLG09843817 | Distillatore in corrente di vapore, completamente automatico S 4          | 1 pz      |
| LLG09843818 | Set di 4 contenitori da 20 L per S 4 ed S 5, incluso sensore di livello   | 1 pz      |

