

**Ditali per estrazione e filtrazione****Cytiva**

Ditali per estrazione e filtrazione. Vengono impiegati solo materie prime scelte che contengono una parte minima di componenti estraibili. L'elevata purezza del materiale consente di ottenere risultati riproducibili e assolutamente affidabili. L'omogeneità delle fibre dei ditali filtranti garantisce un flusso continuo ed un'alta capacità di ritenzione. Grazie ai precisi metodi produttivi, e al continuo controllo di qualità, i ditali filtranti e di estrazione permettono una precisione e una accuratezza nelle misurazioni, mai raggiunta finora. Le tolleranze per il diametro interno dei ditali filtranti sono inferiori al 1,5%. Questo consente un'eccellente capacità di inserimento dei ditali filtranti negli apparecchi. Altre dimensioni a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09043942	Ditali per estrazione e filtrazione, Ø 30 mm, lungh. 80 mm	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

