



Inserti per vials LLG a filettatura corta ND9/ND10 e vials LLG con anello a scatto ND11, bocca larga

**LLG Labware**

**Inserti per vials LLG a filettatura corta ND9/ND10 e vials LLG con anello a scatto ND11, bocca larga**



| Code        | Description                                                                                                                                                                                           | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04001547 | Inserti per vials LLG a filettatura corta ND9/ND10 e vials LLG con anello a scatto ND11, bocca larga, Volume 0,3 ml, Dimensione del tappo ND9/ND10/ND11, Dimensioni (ØxH) 6 x 31 mm, Colore Chiaro    | 100 pz    |
| LLG04008196 | Inserti per vials LLG a filettatura corta ND9/ND10 e vials LLG con anello a scatto ND11, bocca larga, Volume 0,2 ml, Dimensione del tappo ND9/ND10/ND11, Dimensioni (ØxH) 6 x 31 mm, Colore Chiaro    | 100 pz    |
| LLG06093247 | Inserti per vials LLG a filettatura corta ND9/ND10 e vials LLG con anello a scatto ND11, bocca larga, Volume 0,25 ml, Dimensione del tappo ND9/ND10/ND11, Dimensioni (ØxH) 5,7 x 29 mm, Colore Chiaro | 100 pz    |
| LLG07401744 | Inserti per vials LLG a filettatura corta ND9/ND10 e vials LLG con anello a scatto ND11, bocca larga, Volume 0,25 ml, Dimensione del tappo ND9/ND10/ND11, Dimensioni (ØxH) 6 x 31 mm, Colore Chiaro   | 100 pz    |

