

**Bottiglia PE bocca stretta con Tappo****Kartell**

Bottiglia PE bocca stretta con tappo. Graduata. Sottotappo per assicurare una perfetta tenuta. Fori sulla spalla per l'applicazione di talloncini o sigilli. Geometria a spalle inclinate per un facile svuotamento del contenuto.



Code	Description	Packaging
LLG09102444	Bottiglia PE, bocca stretta, con tappo, 50 ml, grad. 10 ml	1 pz
LLG09102445	Bottiglie graduate a bocca stretta, PE, 125 ml, graduazione 20 ml, tappo a vite, adatte per alimenti	1 pz
LLG09102446	Bottiglie graduate a bocca stretta, PE, 250 ml, graduazione 25 ml, tappo a vite, adatte per alimenti	1 pz
LLG09102447	Bottiglia PE, bocca stretta, con tappo, 500 ml, grad. 50 ml	1 pz
LLG09102448	Bottiglie graduate a bocca stretta, in PE, volume nominale 1000 ml, graduazione 100 ml, tappo a vite, adatte per aliment	1 pz
LLG09102449	Bottiglia PE, bocca stretta, con tappo, 2000 ml, grad. 100 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

