

**Bottiglia PE bocca stretta colore grigio con Tappo****Kartell**

Bottiglia PE bocca stretta, colore grigio, con tappo. Graduata. Opaca, ideale per materiale fotosensibile, sia liquido che solido. Sottotappo per assicurare una perfetta tenuta. Fori sulla spalla per l'applicazione di sigilli di sicurezza o talloncini.



Code	Description	Packaging
LLG04683954	BOTTIGLIA PE bocca STRETTA colore grigio CON TAPPO, Capacità 1000 ml, Ø est. 95 mm, Ø int. 33,0 mm, Altezza 208 mm	80 pz
LLG09102451	Bottiglia grigia, 124 ml, Ø est. 46 mm, Ø int. 18,50 mm, h 115,0 mm	1 pz
LLG09102455	Bottiglia grigia, 2000 ml, Ø est. 116 mm, Ø int. 34,50 mm, h 273,0 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 40 pz O MULTIPLI DI 40 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

