

**Bottiglioni, bocca stretta, HDPE****LLG Labware**

Bottiglioni, bocca stretta, HDPE. Molto robusti e resistenti per un uso prolungato nel tempo con solida maniglia per il trasporto. Adatti per alimenti. Tappo a vite con guarnizione per una tenuta perfetta. Il tappo può essere attaccato alla bottiglia tramite l'anello integrato. Con filettatura profonda 12 mm per utilizzo con un rubinetto da 3/4, da ordinare a parte (Cod. N. LLG09139937). Possono essere utilizzati a temperatura compresa tra -40°C e +80°C.



| Code        | Description                                                            | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09139929 | Bottiglia 5 L, collo Ø 52/62 mm, Ø corpo 160 mm, h 350 mm, maniglia 1  | 1 pz      |
| LLG09139930 | Bottiglia 10 L, collo Ø 52/62 mm, Ø corpo 210 mm, h 430 mm, maniglia 1 | 1 pz      |
| LLG09139931 | Bottiglia 25 L, collo Ø 84/97 mm, Ø corpo 270 mm, h 570 mm, maniglia 2 | 1 pz      |
| LLG09139932 | Bottiglia 50 L, collo Ø 84/97 mm, Ø corpo 350 mm, h 690 mm, maniglia 2 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

