

**Timer a 3 canali Traceable®****Cole-Parmer**

Timer digitale a 3 canali.

La durata e il volume dell'allarme acustico possono essere impostati individualmente per ciascun canale.

- Display LCD chiaro;
- Cronometro (conteggio alla rovescia);
- Timer breve (conteggio alla rovescia);
- Funzione di memoria;
- Con orologio e data;
- Allarme acustico e visivo;
- Certificato di calibrazione con tracciabilità NIST incluso.

La fornitura include: Timer, batteria, certificato di calibrazione con tracciabilità NIST.



Code	Description	Packaging
LLG06323766	Timer a 3 canali Traceable®	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

