

**Termostati a blocchi, analogici e digitali, SBH****Stuart**

Termostati a blocchi, analogici e digitali, SBH. - A scelta blocchi con controllo analogico o digitale.- I modelli digitali si possono scegliere con temperatura massima di 130°C o 200°C.- Tre blocchi con grossa capacità- I modelli a doppio controllo hanno due blocchi con controllo indipendente della temperatura- Temperatura del blocco uniforme e stabile- Adatti per un riscaldamento preciso di provette, microprovette per centrifuga, cuvette e micropiastre. Possibilità di scegliere tra un modello analogico, economico e di facile utilizzo, con regolazione meccanica, e un modello avanzato digitale con display a LED, illuminato di facile lettura, su cui impostare in modo semplice la temperatura desiderata e monitorare in modo accurato quella reale. Eccellente stabilità e uniformità di temperatura, grazie al sensibile controllo a microprocessore. Riscaldamento a 100°C in meno di 12 minuti. Fornito completo di utensile di estrazione dei blocchi ma senza blocchi in alluminio che devono essere ordinati separatamente. Con protezione antimicrobica BioCote, a base di argento.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG06207050	Termoblocco SBH130DC, 2 blocchi, doppio controllo, digitale, 130°C	1 pz
LLG06323372	Termostati a blocchi, analogici e digitali, BH-200, Tipo BH-200D-3-HT, Blocco riscaldante, 3 blocchi, digitale, 200°C	1 pz
LLG07624685	Termoblocco SBH130D/3, 3 blocchi, digitale, 130°C	1 pz
LLG09852300	Blocco riscaldante SBH130, 2 blocchi, analogico, 130°C	1 pz
LLG09852301	Blocco riscaldante SBH130D, 2 blocchi, digitale, 130°C	1 pz
LLG09852302	Blocco riscaldante SBH200D, 2 blocchi, digitale, 200°C	1 pz
LLG09852315	Blocco riscaldante SBH200DC, 2 blocchi, digitale, doppio controllo, 200°C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

