

**Piastrre riscaldanti SB 300 e SB 500****Stuart**

Piastrre riscaldanti SB 300 e SB 500. Temperatura massima 300°C. Controllo regolatore di energia con piastra superiore in alluminio / lega di silicio e spia 'caldo', che si illumina quando la temperatura della piastra supera i 50°C. Il modello con piastra superiore di 300 mm x 300 mm ha un'asta di supporto sulla parte posteriore della piastra. Con protezione antimicrobica BioCote, a base di argento.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

