

**Bottiglioni, bocca stretta, PE-HD, con rubinetto****LLG Labware**

Bottiglioni, bocca stretta, PE-HD, con rubinetto. Con maniglia per trasporto e rubinetto 3/4. Adatti per alimenti. Sono muniti di sottotappo e tappo con fori per sigillo di garanzia. Molto robusti e resistenti per un uso prolungato nel tempo. Con sottotappo, nel tappo a vite, per una buona tenuta. Il tappo a vite può essere attaccato alla bottiglia usando l'anello integrato. Possono essere utilizzati a temperatura compresa tra -40°C e +80°C.



Code	Description	Packaging
LLG09139933	Bottiglia 5 L, collo Ø52/62 mm, Ø corpo 160 mm, h 350 mm, maniglia 1	1 pz
LLG09139934	Bottiglia 10 L, collo Ø52/62 mm, Ø corpo 210 mm, h 430 mm, maniglia 1	1 pz
LLG09139935	Bottiglia 25 L, collo Ø84/97 mm, Ø corpo 270 mm, h 570 mm, maniglia 2	1 pz
LLG09139936	Bottiglia 50 L, collo Ø84/97 mm, Ø corpo 350 mm, h 690 mm, maniglia 2	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

