



Carte CloneSaver

QIAGEN

Carte CloneSaver™.

- Formato a 96 pozzetti per applicazioni ad alta produttività
- Stabilizza BAC e DNA plasmidico in una unica fase da culture batteriche, colonie risospese, stock in glicerolo o DNA plasmidico purificato
- I cloni possono essere rapidamente evidenziati da PCR senza necessità di MiniPrep
- Il DNA plasmidico su carte Clone Saver è stabile a temperatura ambiente per 4 anni (dati Real Time)
- Il DNA è facilmente accessibile per ulteriori applicazioni come trasformazioni o PCR



Code	Description	Packaging
LLG09971715	Carte CloneSaver# Resealable Multi-Barrier Pouch	50 pz
LLG09971716	Carte CloneSaver# CloneSaver Cards formato 96 pozzetti	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

