

**Cuvette Ultra micro TrayCell****Hellma**

Cuvette Ultra micro TrayCell. Microcelle di misura a fibre ottiche. Accessori per spettrofotometri standard per analisi di goccioline. Volume campione da 0.7µl a 10µl.

Applicazioni tipiche:

- analisi di acidi nucleici
 - determinazione della frequenza di incorporazione di colore in label fluorescenti (FOI)
 - analisi proteine (A280, BCA, Lowry ecc..)
 - tutte le analisi UV-VIS che utilizzano un range di lunghezza d'onda da 190 a 1100nm
 - materiale: quarzo SUPRASIL® Al momento dell'ordine occorre indicare l'altezza del centro della cella (8.5mm, 15mm o 20mm).
- TryCell è fornita come standard con tappo per cammino ottico da 0.2mm e 1mm. Sono disponibili cammini ottici addizionali da 0.1mm e 2mm.



Code	Description	Packaging
LLG06230433	Cuvette ultramicro TrayCell, 0,5-10µl, h53/59,5/64,5mm, hcentro 8,5/15/20mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

