

**Flacon en polyéthylène col étroit****Kartell****Flacon en polyéthylène col étroit**

Matière: PE. Bouteille idéale pour échantillonner des produits liquides ou huileux, géométrie conique sans épaulement assurant une vidange complète. Flacon gradué pour une estimation de la quantité contenue. Sécurisable contre une ouverture intempestive ou une contamination lors du stockage. Col et filetage selon les normes DIN 13316 et DIN 168. Apte au contact alimentaire.

Bouchons à commander séparément.



Code	Description	Packaging
LLG09102433	Flacon en polyéthylène col étroit, Capa	1 pz
LLG09102434	Flacon en polyéthylène col étroit, Capa	1 pz
LLG09102435	Flacon en polyéthylène col étroit, Capa	1 pz
LLG09102436	Flacon en polyéthylène col étroit, Capa	1 pz
LLG09102437	Flacon en polyéthylène col étroit, Capa	1 pz
LLG09102438	Flacon en polyéthylène col étroit, Capa	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

