

**Bottiglia PE****Kartell**

Bottiglia PE. Graduata. Fori sulle spalle per l'applicazione di sigilli o talloncini. Ideale per campioni acquosi e olii. Geometria conica che assicura lo svuotamento completo. Collo e filetto conforme alle norme DIN 13316 e 168. Senza tappo (da ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
LLG09102433	Bottiglia 50 ml, grad. 10 ml, Ø est. 38 mm, Ø int. 13 mm, h 90 mm, 18 GL	1 pz
LLG09102434	Bottiglia 100 ml, grad. 20 ml, Ø est. 48 mm, Ø int. 13 mm, h 106 mm, 18 GL	1 pz
LLG09102435	Bottiglia 250 ml, grad. 25 ml, Ø est. 60 mm, Ø int. 19 mm, h 148 mm, 25 GL	1 pz
LLG09102436	Bottiglia 500 ml, grad. 100 ml, Ø est. 75 mm, Ø int. 19 mm, h 180 mm, 25 GL	1 pz
LLG09102437	Bottiglia 1 L, grad. 100 ml, Ø est. 95 mm, Ø int. 23 mm, h 222 mm, 32 GL	1 pz
LLG09102438	Bottiglia 2 L, grad. 500 ml, Ø est. 120 mm, Ø int. 23 mm, h 271 mm, 32 GL ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 15 CONF. O MULTIPLI DI 15 CONF.	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

