

**Tappo PE, PE-HD****Kartell**

Tappo PE, PE-HD. Normalizzato. Autoclavabile. Fori per l'applicazione di sigilli di sicurezza. Da utilizzare su bottiglie in PE-HD.



Code	Description	Packaging
LLG09102439	Tappo normalizzato DIN168, filettatura 18 GL, per LLG09102433, LLG09102434	1 pz
LLG09102440	Tappo normalizzato DIN168, filettatura 25 GL, per LLG09102435, LLG09102436	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

