

**Bicchieri PP forma bassa****Kartell**

Bicchieri PP forma bassa. Graduazione in rilievo. Trasparente. Con becco. Autoclavabile a 121°C per 20 min. Resistono a 100°C per uso continuato. Eccellente resistenza chimica. Conforme ai requisiti ISO 7056 - 1981 (E) e BS 5404 Part 1.



Code	Description	Packaging
LLG09013556	Bicchieri PP forma bassa 50 ml, grad. 2 ml, Ø est. 41,0 mm, h 60,0 mm	1 pz
LLG09013557	Bicchieri PP forma bassa 100 ml, grad. 5 ml, Ø est. 51,0 mm, h 72,0 mm	1 pz
LLG09013558	Bicchieri PP forma bassa 250 ml, grad. 10 ml, Ø est. 71,0 mm, h 95,0 mm	1 pz
LLG09013559	Bicchieri PP forma bassa 500 ml, grad. 10 ml, Ø est. 87,0 mm, h 119,0 mm	1 pz
LLG09013560	Bicchieri PP forma bassa 1000 ml, grad. 20 ml, Ø est. 109,0 mm, h 147,0 mm	1 pz
LLG09013561	Bicchieri PP forma bassa 2000 ml, grad. 50 ml, Ø est. 132,0 mm, h 183,5 mm	1 pz
LLG09013562	Bicchieri PP forma bassa 3000 ml, grad. 500 ml, Ø est. 158,0 mm, h 201,0 mm ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 CONF. O MULTIPLI DI 2 CONF.	1 pz
LLG09013563	Bicchieri PP forma bassa 5000 ml, grad. 500 ml, Ø est. 188,5 mm, h 229,0 mm	1 pz