



Tappi monouso per provette

Kartell

Tappi monouso per provette. Polietilene.



Code	Description	Packaging
LLG09231641	Tappo monouso per provette Ø 15-17 mm, colore neutro	100 pz
LLG09231642	Tappo monouso per provette Ø 11-13 mm, colore neutro	100 pz
LLG09231643	Tappo monouso per provette Ø 15-17 mm, colore blu	100 pz
LLG09231644	Tappo monouso per provette Ø 11-13 mm, colore blu	100 pz
LLG09231645	Tappo monouso per provette Ø 15-17 mm, colore giallo	100 pz
LLG09231646	Tappo monouso per provette Ø 11-13 mm, colore giallo	100 pz
LLG09231647	Tappo monouso per provette Ø 15-17 mm, colore rosso	100 pz
LLG09231648	Tappo monouso per provette Ø 11-13 mm, colore rosso	100 pz
LLG09231649	Tappo monouso per provette Ø 15-17 mm, colore verde	100 pz
LLG09231650	Tappo monouso per provette Ø 11-13 mm, colore verde	100 pz

