

**Navicelle di pesata esagonali, antistatiche, PS****LLG Labware**

Navicelle di pesata esagonali, antistatiche, PS. Biologicamente inerti e resistenti ad acidi deboli e diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi. Range temperatura da -10 a +70°C. Possono essere utilizzate con analizzatori a microonde. Sono flessibili a tal punto da formare un beccuccio di versamento. Il fondo piatto ed i lati inclinati consentono trasferimenti accurati di campione.



| Code        | Description                                                      | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09900893 | Navicella pesata, piccola, dim. 38x25x9 mm, colore bianco        | 500 pz    |
| LLG09900894 | Navicella pesata, media, dim. 64x51x19 mm, colore bianco         | 500 pz    |
| LLG09900895 | Navicella pesata, grande, dim. 102x76x22 mm, colore bianco       | 500 pz    |
| LLG09900896 | Navicella pesata, extra-grande, dim. 127x89x31 mm, colore bianco | 500 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

