


**Navicelle di pesata esagonali, antistatiche, PS****LLG Labware**

Navicelle di pesata esagonali, antistatiche, PS. Biologicamente inerti e resistenti ad acidi deboli e diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi. Range temperatura da -10 a +70°C. Possono essere utilizzate con analizzatori a microonde. Sono flessibili a tal punto da formare un beccuccio di versamento. Il fondo piatto ed i lati inclinati consentono trasferimenti accurati di campione.



Code	Description	Packaging
LLG09900893	Navicella pesata, piccola, dim. 38x25x9 mm, colore bianco	500 pz
LLG09900894	Navicella pesata, media, dim. 64x51x19 mm, colore bianco	500 pz
LLG09900895	Navicella pesata, grande, dim. 102x76x22 mm, colore bianco	500 pz
LLG09900896	Navicella pesata, extra-grande, dim. 127x89x31 mm, colore bianco	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

