

**Portaprovette Cube Rack, PP****Heathrow Scientific**

Portaprovette Cube Rack, PP. Rack portaprovette agganciabile ad altri da ogni lato. Autoclavabile. Comodo portaprovette, unico, in grado di soddisfare le necessità di ogni laboratorio. Accomoda 4 provettoni da 50 ml, 10 provette coniche da 15 ml, oppure 12 x 75 o 12 x 100 mm o 16 microprovette da 1,5/2,0 ml. Permette di lavorare con provette di diverse dimensioni, connettendo più portaprovette. Portaprovette in polipropilene. Disponibile in colore naturale o colori assortiti (blu, verde, giallo, arancione e rosa). Dimensioni 108 x 108 x 114 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09409091	Supporto per provette, in polichetone, colori assortiti	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

