



Rifrattometri digitali

ATAGO

Rifrattometri digitali.

Tipo PR-32a

Utilizzabile per la misura di succhi di frutta, bevande analcoliche, oli emulsionabili da taglio, detersivi acquosi, ecc.

Tipo PR-101a

Impiegato per la misura di succhi di frutta, bevande, caffè, oli da taglio e liquidi antigelo.

Tipo PR-201a

Lavorazione di marmellate, succhi di frutta concentrati, oli vegetali e minerali.

Tipo PR-301a

Particolarmente indicata per la misura di gelatine, zucchero di canna liquido, saccarosio ecc.

Tipo PET-109

E' possibile determinare la concentrazione di alcol etilico impiegato negli alimenti, e per pulizia, refrigerazioni ed altri usi.

Tipo PR-RI

Questo nuovo modello si aggiunge ai ben noti modelli della serie Palette. Molto interessante per la misura dell'indice di rifrazione in liquidi nell'industria chimica e farmaceutica. Temperatura di esercizio: 10-40°C.

Dati tecnici (tutti i modelli):

Tempo di misura: 3 secondi

Volume campione: 0,1 ml

Alimentazione: a batteria 9V

Dimensioni: 170x90x40 mm

Peso: 300 g



Code	Description	Packaging
LLG09801344	Rifrattometro PET-109, 0,0-45,0 % (w / w), temp. lavoro 10,0-35,0 °C	1 pz
LLG09801369	Rifrattometro PR-RI, 1,3306-1,4436 nD, temp. lavoro 5,0-45,0 °C	1 pz
LLG09801376	Rifrattometro PR-32a, 0,0-32,0 % Brix, temp. lavoro 5,0-40,0 °C	1 pz
LLG09801377	Rifrattometro PR 101a, 0,0-45,0 % Brix, temp. lavoro 5,0-40,0 °C	1 pz
LLG09801378	Rifrattometro PR-201a, 0,0-60,0 % Brix, temp. lavoro 10,0-40,0 °C	1 pz
LLG09801379	Rifrattometro PR-301a, 45,0-90,0 % Brix, temp. lavoro 10,0-40,0 °C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

