

**Bottiglie di Mariotte Duran****Duran**

Bottiglie di Mariotte Duran. Cono normalizzato NS, DIN 12 037, complete di rubinetto e tappo normalizzato NS.



Code	Description	Packaging
LLG09002329	Bottiglia Mariotte, Duran, con cono NS, rubinetto e tappo, cap. 2000 ml	1 pz
LLG09002336	Bottiglia Mariotte, Duran, con cono NS, rubinetto e tappo, cap. 5000 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

