



## Bottiglie di Mariotte Duran

Duran

Bottiglie di Mariotte Duran. Cono normalizzato NS, DIN 12 037, complete di rubinetto e tappo normalizzato NS.



| Code        | Description                                                             | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09002329 | Bottiglia Mariotte, Duran, con cono NS, rubinetto e tappo, cap. 2000 ml | 1 pz      |
| LLG09002336 | Bottiglia Mariotte, Duran, con cono NS, rubinetto e tappo, cap. 5000 ml | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

