

**Bagni a ultrasuoni SONOREX DIGITEC / SONOREX DIGIPLUS****Bandelin**

Bagni ad ultrasuoni SONOREX DIGITEC / SONOREX DIGIPLUS. Funzionamento a 4-step. Riscaldamento da 20°C a 80°C, regolabile termostaticamente, con display a LED che mostra il valore da raggiungere e il valore attuale della temperatura. Segnale ottico in caso di sovratemperatura. Temporizzatore per conto alla rovescia e funzionamento continuo. Degasaggio: livello sonoro degli impulsi regolabile per rimuovere bolle d'aria indesiderate, con display LCD. Struttura esterna in acciaio inossidabile, impermeabile agli spruzzi, classe di protezione: IP 33. Funzione SweepTec per oscillazione permanente di frequenza del trasduttore; 230 V, 50/60 Hz o 115 V. Modelli DL con aggiunta della regolazione potenza da 20 a 100%.



Code	Description	Packaging
LLG09877830	Bagno ultrasuoni DT 31, dim.int. vasca 190x85x60 mm, 0,9 L	1 pz
LLG09877831	Bagno ultrasuoni DT 31 H, dim.int. vasca 190x85x60 mm, 0,9 L	1 pz
LLG09877832	Bagno ultrasuoni DT 52, dim.int. vasca 150x140x100 mm, 1,8 L	1 pz
LLG09877833	Bagno ultrasuoni DT 52 H, dim.int. vasca 150x140x100 mm, 1,8 L	1 pz
LLG09877834	Bagno ultrasuoni DT 100, dim.int. vasca 240x140x100 mm, 3 L	1 pz
LLG09877835	Bagno ultrasuoni DT 100 H, dim.int. vasca 240x140x100 mm, 3 L	1 pz
LLG09877836	Bagno ultrasuoni DT 102 H, dim.int. vasca 240x140x100 mm, 3 L	1 pz
LLG09877837	Bagno ultrasuoni DT 103 H, dim.int. vasca 240x140x150 mm, 4 L	1 pz
LLG09877838	Bagno ultrasuoni DT 156, dim.int. vasca 500x140x100 mm, 6 L	1 pz
LLG09877839	Bagno ultrasuoni DT 255, dim.int. vasca 300x150x150 mm, 5,5 L	1 pz
LLG09877840	Bagno ultrasuoni DT 255 H, dim.int. vasca 300x150x150 mm, 5,5 L	1 pz
LLG09877841	Bagno ultrasuoni DT 510, dim.int. vasca 300x240x150 mm, 9,7 L	1 pz
LLG09877842	Bagno ultrasuoni DT 510 H, dim.int. vasca 300x240x150 mm, 9,7 L	1 pz
LLG09877848	Bagno ultrasuoni DT 106, dim.int. vasca Ø 240x130 mm 5,6 L cap.ultr. 480 W	1 pz
LLG09877849	Bagno ultrasuoni DT 156 BH, dim.int. vasca 500x140x150 mm, 9 L	1 pz
LLG09877850	Bagno ultrasuoni DT 512 H, dim.int. vasca 300x240x200 mm, 13 L	1 pz
LLG09877851	Bagno ultrasuoni DT 514, dim.int. vasca 325x300x150 mm, 13,5 L	1 pz
LLG09877852	Bagno ultrasuoni DT 514 H, dim.int. vasca 325x300x150 mm, 13,5 L	1 pz
LLG09877853	Bagno ultrasuoni DT 514 BH, dim.int. vasca 325x300x200 mm, 18,7 L	1 pz
LLG09877854	Bagno ultrasuoni DT 1028, dim.int. vasca 500x300x200 mm, 28 L	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09877855	Bagno ultrasuoni DT 1028 H, dim.int. vasca 500x300x200 mm, 28 L	1 pz
LLG09877857	Bagno ultrasuoni DT 1028 CH, dim.int. vasca 500x300x300 mm, 45 L	1 pz
LLG09877860	Bagno ultrasuoni DT 1050 CH, dim.int. vasca 600x500x300 mm, 90 L	1 pz
LLG09877869	Bagno ultrasuoni DL 512 H, dim.int. vasca 325x265x350 mm, 13 L	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

