

**Bagni a ultrasuoni SONOREX DIGITEC / SONOREX DIGIPLUS****Bandelin**

Bagni ad ultrasuoni SONOREX DIGITEC / SONOREX DIGIPLUS. Funzionamento a 4-step. Riscaldamento da 20°C a 80°C, regolabile termostaticamente, con display a LED che mostra il valore da raggiungere e il valore attuale della temperatura. Segnale ottico in caso di sovratemperatura. Temporizzatore per conto alla rovescia e funzionamento continuo. Degasaggio: livello sonoro degli impulsi regolabile per rimuovere bolle d'aria indesiderate, con display LCD. Struttura esterna in acciaio inossidabile, impermeabile agli spruzzi, classe di protezione: IP 33. Funzione SweepTec per oscillazione permanente di frequenza del trasduttore; 230 V, 50/60 Hz o 115 V. Modelli DL con aggiunta della regolazione potenza da 20 a 100%.



| Code        | Description                                                                | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09877830 | Bagno ultrasuoni DT 31, dim.int. vasca 190x85x60 mm, 0,9 L                 | 1 pz      |
| LLG09877831 | Bagno ultrasuoni DT 31 H, dim.int. vasca 190x85x60 mm, 0,9 L               | 1 pz      |
| LLG09877832 | Bagno ultrasuoni DT 52, dim.int. vasca 150x140x100 mm, 1,8 L               | 1 pz      |
| LLG09877833 | Bagno ultrasuoni DT 52 H, dim.int. vasca 150x140x100 mm, 1,8 L             | 1 pz      |
| LLG09877834 | Bagno ultrasuoni DT 100, dim.int. vasca 240x140x100 mm, 3 L                | 1 pz      |
| LLG09877835 | Bagno ultrasuoni DT 100 H, dim.int. vasca 240x140x100 mm, 3 L              | 1 pz      |
| LLG09877836 | Bagno ultrasuoni DT 102 H, dim.int. vasca 240x140x100 mm, 3 L              | 1 pz      |
| LLG09877837 | Bagno ultrasuoni DT 103 H, dim.int. vasca 240x140x150 mm, 4 L              | 1 pz      |
| LLG09877838 | Bagno ultrasuoni DT 156, dim.int. vasca 500x140x100 mm, 6 L                | 1 pz      |
| LLG09877839 | Bagno ultrasuoni DT 255, dim.int. vasca 300x150x150 mm, 5,5 L              | 1 pz      |
| LLG09877840 | Bagno ultrasuoni DT 255 H, dim.int. vasca 300x150x150 mm, 5,5 L            | 1 pz      |
| LLG09877841 | Bagno ultrasuoni DT 510, dim.int. vasca 300x240x150 mm, 9,7 L              | 1 pz      |
| LLG09877842 | Bagno ultrasuoni DT 510 H, dim.int. vasca 300x240x150 mm, 9,7 L            | 1 pz      |
| LLG09877848 | Bagno ultrasuoni DT 106, dim.int. vasca Ø 240x130 mm 5,6 L cap.ultr. 480 W | 1 pz      |
| LLG09877849 | Bagno ultrasuoni DT 156 BH, dim.int. vasca 500x140x150 mm, 9 L             | 1 pz      |
| LLG09877850 | Bagno ultrasuoni DT 512 H, dim.int. vasca 300x240x200 mm, 13 L             | 1 pz      |
| LLG09877851 | Bagno ultrasuoni DT 514, dim.int. vasca 325x300x150 mm, 13,5 L             | 1 pz      |
| LLG09877852 | Bagno ultrasuoni DT 514 H, dim.int. vasca 325x300x150 mm, 13,5 L           | 1 pz      |
| LLG09877853 | Bagno ultrasuoni DT 514 BH, dim.int. vasca 325x300x200 mm, 18,7 L          | 1 pz      |
| LLG09877854 | Bagno ultrasuoni DT 1028, dim.int. vasca 500x300x200 mm, 28 L              | 1 pz      |



| Code        | Description                                                      | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09877855 | Bagno ultrasuoni DT 1028 H, dim.int. vasca 500x300x200 mm, 28 L  | 1 pz      |
| LLG09877857 | Bagno ultrasuoni DT 1028 CH, dim.int. vasca 500x300x300 mm, 45 L | 1 pz      |
| LLG09877860 | Bagno ultrasuoni DT 1050 CH, dim.int. vasca 600x500x300 mm, 90 L | 1 pz      |
| LLG09877869 | Bagno ultrasuoni DL 512 H, dim.int. vasca 325x265x350 mm, 13 L   | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

