

**Bottiglie Economy, Tipo 2089, PE-HD****Nalge**

Bottiglie Economy, Tipo 2089, PE-HD. Con tappo a vite in PP. Bottiglie economiche e resistenti alle rotture. Tenuta garantita per campionamento, spedizione e conservazione sicuri. Bottiglie traslucide che consentono di vedere il livello del liquido. EPA- materiale della bottiglia specificato per un'ampia varietà di composti inorganici ed analisi elementari.



| Code        | Description                                                      | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG07047964 | Bottiglie Economy, HDPE, Capacità 125 ml, Tipo di Chiusura 24 mm | 1 pz      |
| LLG07047965 | Bottiglie Economy, HDPE, Capacità 250 ml, Tipo di Chiusura 24 mm | 1 pz      |
| LLG07047966 | Bottiglie Economy, HDPE, Capacità 500 ml, Tipo di Chiusura 28 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

