



Rifattometri digitali portatili serie PAL

ATAGO

Rifattometri digitali portatili serie PAL. Per la misura di vari campioni con elevate concentrazioni come marmellata, gelatina, miele, succhi di frutta concentrati, oppure acidità e salinità. Classe di protezione di ingresso IP 65, che significa che possono essere puliti sotto acqua corrente. Facili da calibrare poiché la regolazione dello zero si ottiene utilizzando acqua. Misurazione temperatura con ATC (Compensazione Automatica Temperatura).

Vari modelli per varie applicazioni come misura di urine, sale, zucchero.

Caratteristiche

Risoluzione: 0.1% Brix

Accuratezza misurazione: $\pm 0.2\%$ Brix

Temperatura ambiente operativa: da 10 a 40°C

Classe di protezione ingresso: IP65

A tenuta di polvere e acqua

Alimentazione: 2 x batterie AAA (incluse)

Dimensioni: 55x31x109 mm

Peso: 100 g



Code	Description	Packaging
LLG06231591	Rifrattometro digitale PAL-BX/RI, 0,0-93,0 Brix, 1,3306-1,5284 nD	1 pz
LLG06232434	Rifrattometro digitale portatile PAL-22S, 12/30%, temp. 10/40°C	1 pz
LLG06236094	Rifattometri digitali portatili PAL-10S, 1000-1060 S.G., Temp. 10-35 °C	1 pz
LLG06242530	Rifattometri digitali portatili PAL-102S, 0.0-70.0 cutting oil, Temp. 10-10	1 pz
LLG06258218	Rifrattometro digitale portatile PAL-Urea, 0/55%, temp. 10/40°C	1 pz
LLG06283064	Rifattometri digitali portatili PAL-SALT, 0.00-10.0 % g/100g, Temp. 5-100 °	1 pz
LLG06286468	Rifattometri PAL-DOG/CAT, DOG: 1000-1060 S.G. CAT: 1000-1080 S.G., 10-35°C	1 pz
LLG09801362	Rifrattometro digitale PAL-Alpha, 0,0-85,0 Brix	1 pz
LLG09801375	Rifrattometro digitale PAL-1, 0,0-53,0 Brix	1 pz
LLG09801381	Rifrattometro digitale PAL-2, 45,0-93,0 Brix	1 pz
LLG09801382	Rifrattometro digitale PAL-3, 0,0-93,0 Brix	1 pz
LLG09801383	Rifrattometro digitale PAL-RI, 1,3306-1,5284 nD	1 pz
LLG09801477	Rifrattometro digitale portatile PAL-Salt Probe, 0,00/7,0%(g/100g), 10/40°C	1 pz

