

**Polarimetro Polax-2L****ATAGO**

Polarimetro Polax-2L. Strumento con indicatore digitale, ampiamente utilizzato nel settore farmaceutico, chimico e negli zuccherifici. Di semplice utilizzo, permette di misurare l'angolo di rotazione o il valore nella scala internazionale dello zucchero.

Caratteristiche

Campo di misura

Angolo di rotazione: $-179,95 \dots +180^\circ$

Scala internazionale degli zuccheri: $-130 \dots +130^\circ Z$

Precisione

Angolo di rotazione: $0,05^\circ$

Scala internazionale degli zuccheri: $0,1\%$

Accuratezza

Angolo di rotazione: $\pm 0,10^\circ$

Temperatura: $5 - 40^\circ C$

Tubi polarimetrici: 1 da 200 mm e 1 da 100 mm

Alimentazione: AC100 240 V, 50/60 Hz

Assorbimento: 40 VA

Dimensioni: 43x22x30 cm

Peso: 11,5 kg



Code	Description	Packaging
LLG09801398	Polarimetro Polax-2L	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

