



Rifrattometro digitale da banco, Smart-1

ATAGO

Rifrattometro digitale da banco, Smart-1. Lo Smart-1 è un rifrattometro automatico con un ampio campo di misura. Questo modello misura campioni: con **basse concentrazioni**, es. zuppe, campioni; con **medie concentrazioni**, es. salse e ketchup e campioni; con **alte concentrazioni** (Brix) es. confetture, marmellate o miele. Inoltre SMART-1 può essere usato per controllare la concentrazione di una varietà di soluzioni industriali, compreso l'olio da taglio solubile in acqua, le soluzioni di pulizia e il glicole antigelo.

Caratteristiche

- Range di misura: da 0,00 a 95,00% Brix
- Precisione: 0,1 % Brix
- Accuratezza misurazione: $\pm 0,05$ % Brix
- Range compensazione temperatura: da +5,00 a +40,00°C
- Interfaccia: RS232-C
- Classe di protezione: IP64 (escluso adattatore AC)
- Alimentazione: 100 - 240 V, 50/60 Hz a.c.
- Dimensioni e peso: 12 x 27 x 9 cm, 2,0 kg
- Adattatore AC: 10,5 x 17,5 x 4cm, 0,7 kg





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

