


**Tubi Tygon E-1000****Saint Gobain**

Tubi Tygon® E-1000. Chiari. Shore A 40. Per pompe peristaltiche a bassa-torsione, allestimenti di sintesi e ricerca e linee di drenaggio e di sfiato. Conformi ai requisiti FDA per contatto alimentare.

- Leggeri e flessibili.
- Range di temperatura da -55 °C a +52 °C.
- Resistenti ad agenti chimici corrosivi.



Code	Description	Packaging
LLG04685463	TubiTygon® E-1000, Ø int. 4,8 mm, Ø est. 7,9 mm, Spessore parete 1,6 mm, Shore 40, Range Temp. -55 ... 52 °C	15 pz
LLG04685464	Tubi Tygon® E-1000, Ø int. 3,2 mm, Ø est. 6,4 mm, Spessore parete 1,6 mm, Shore 40, Range Temp. -55 ... 52 °C	15 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

