


**Sacchetti per campionamento SteriBag, PE, sterili****Bürkle**

Sacchetti per campionamento SteriBag, PE, sterili. Sacchetti per campionamento di liquidi. Per applicazioni in campo chimico, farmaceutico, medico, alimentare ecc. Tipo A: senza banda scrivibile. Tipo B: con banda scrivibile.



Code	Description	Packaging
LLG04722149	Sacchetto per campioni SteriBag, 60 ml, 140x89 mm, senza area di scrittura, sterile, spessore 76.2 µm	1 pz
LLG04722150	Sacchetto per campioni SteriBag, 60 ml, 140x89 mm, con area di scrittura, sterile, spessore 76.2 µm	1 pz
LLG04722151	Sacchetto per campioni SteriBag, 150 ml, 178x89 mm, senza area di scrittura, sterile, spessore 76.2 µm	1 pz
LLG04722152	Sacchetto per campioni SteriBag, 150 ml, 178x89 mm, con area di scrittura, sterile, spessore 76.2 µm	1 pz
LLG06223093	Sacchetti SteriBag 1650 ml, dim. 178x305 mm, con area scrittura	250 pz
LLG06223094	Sacchetti SteriBag 1650 ml, dim. 178x305 mm, senza area scrittura	250 pz
LLG09404116	Sacchetti SteriBag 450 ml, dim. 114x229 mm, senza area scrittura	500 pz
LLG09404117	Sacchetti SteriBag 650 ml, dim. 140x229 mm, senza area scrittura	500 pz
LLG09404118	Sacchetti SteriBag 900 ml, dim. 114x305 mm, senza area scrittura	500 pz
LLG09404121	Sacchetti SteriBag 450 ml, dim. 114x229 mm, con area scrittura	500 pz
LLG09404122	Sacchetti SteriBag 650 ml, dim. 140x229 mm, con area scrittura	500 pz
LLG09404123	Sacchetti SteriBag 900 ml, dim. 114x305 mm, con area scrittura	500 pz

