

**Bottiglie in alluminio, con approvazione UN, confezione da 1 pz****Bürkle**

Bottiglie in alluminio, con approvazione UN, confezione da 1 pz.
Particolarmente adatte per stoccaggio, trasporto e spedizione di campioni / materiali di riferimento, che non devono in alcun modo essere contaminati.

- Con approvazione UN;
- Alluminio puro (materiale AL99.5);
- Tappo a vite in PP con sigillo interno in alluminio incluso.



Code	Description	Packaging
LLG06290528	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 3000 ml, Ø 161 mm, Altezza 215 mm, Tappo a vite in PP	1 pz
LLG06290529	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 5600 ml, Ø 161 mm, Altezza 340 mm, Tappo a vite in PP	1 pz
LLG06291403	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 60 ml, Ø 40 mm, Altezza 88 mm, Tappo a vite in PP	10 pz
LLG09072168	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 38 ml, Ø 35 mm, Altezza 70 mm, Tappo a vite in PP	1 pz
LLG09072169	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 60 ml, Ø 40 mm, Altezza 88 mm, Tappo a vite in PP	1 pz
LLG09072170	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 120 ml, Ø 57 mm, Altezza 97 mm, Tappo a vite in PP	1 pz
LLG09072171	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 300 ml, Ø 57 mm, Altezza 160 mm, Tappo a vite in PP	1 pz
LLG09072172	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 600 ml, Ø 74 mm, Altezza 192 mm, Tappo a vite in PP	1 pz
LLG09072173	Bottiglie in Alluminio, con approvazione UN, 1200 ml, Ø 88 mm, Altezza 248 mm, Tappo a vite in PP	1 pz