

**Contenitore di sicurezza****Kartell**

Contenitore di sicurezza. In PC. Completamente autoclavabile. Utilizzato per il trasporto di provette o contenitori in condizioni di sicurezza. Dotato di guarnizione di tenuta in silicone e 4 chiusure laterali. Provvisto di maniglia di trasporto in acciaio inox e scheda di utilizzo approvata dall'Organizzazione Mondiale di Sanità. Simbolo di rischio biologico serigrafato.



| Code        | Description                                                            | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06235082 | Set di 4 chiusure laterali per contenitore di sicurezza                | 4 pz      |
| LLG09301567 | Contenitore di sicurezza in PC, largh. 175 mm, lungh. 391 mm, h 172 mm | 1 pz      |
| LLG09301568 | Supporto per Safety box per contenitore di sicurezza                   | 1 pz      |
| LLG09301569 | Guarnizione in silicone per contenitore di sicurezza                   | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

