

**Contenitore di sicurezza****Kartell**

Contenitore di sicurezza. In PC. Completamente autoclavabile. Utilizzato per il trasporto di provette o contenitori in condizioni di sicurezza. Dotato di guarnizione di tenuta in silicone e 4 chiusure laterali. Provvisto di maniglia di trasporto in acciaio inox e scheda di utilizzo approvata dall'Organizzazione Mondiale di Sanità. Simbolo di rischio biologico serigrafato.



Code	Description	Packaging
LLG06235082	Set di 4 chiusure laterali per contenitore di sicurezza	4 pz
LLG09301567	Contenitore di sicurezza in PC, largh. 175 mm, lungh. 391 mm, h 172 mm	1 pz
LLG09301568	Supporto per Safety box per contenitore di sicurezza	1 pz
LLG09301569	Guarnizione in silicone per contenitore di sicurezza	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

