

**Bottiglie graduate, PE, collo largo normalizzato****Kartell**

Bottiglie graduate, PE, collo largo normalizzato. PE. Bottiglie a collo largo di uso generale, facili da riempire e svuotare. Conformi alle norme per sostanze alimentari. Fornite di tappo con chiusura integrale, a tenuta. Collo e filettatura normalizzata secondo le norme DIN 13316 e 168. Con tappo in PE.



Code	Description	Packaging
LLG06323776	Bottiglie graduate, PE, collo largo normalizzato, Capacità 100 ml, Grad. 20 ml, Ø est. 48 mm, Bocca Ø interno 24 mm, Altezza 105 mm, Filettatura GL32	10 pz
LLG06323778	Bottiglie graduate, PE, collo largo normalizzato, Capacità 250 ml, Grad. 25 ml, Ø est. 60 mm, Bocca Ø interno 38 mm, Altezza 140 mm, Filettatura GL45	10 pz
LLG06323780	Bottiglie graduate, PE, collo largo normalizzato, Capacità 50 ml, Grad. 10 ml, Ø est. 38 mm, Bocca Ø interno 24 mm, Altezza 88 mm, Filettatura GL32	10 pz
LLG06323782	Bottiglie graduate, PE, collo largo normalizzato, Capacità 500 ml, Grad. 100 ml, Ø est. 75 mm, Bocca Ø interno 38 mm, Altezza 170 mm, Filettatura GL45	5 pz
LLG09072974	Bottiglia 50 ml, Ø est. 38 mm, h 88 mm, bocca Ø int. 24,0 mm, DIN 32	1 pz
LLG09072975	Bottiglia 100 ml, Ø est. 48 mm, h 105 mm, bocca Ø int. 24,0 mm, DIN 32	1 pz
LLG09072976	Bottiglia 250 ml, Ø est. 60 mm, h 140 mm, bocca Ø int. 38,0 mm, DIN 45	1 pz
LLG09072977	Bottiglia 500 ml, Ø est. 75 mm, h 170 mm, bocca Ø int. 38,0 mm, DIN 45	1 pz
LLG09072978	Bottiglia 1000 ml, Ø est. 95 mm, h 206 mm, bocca Ø int. 55,0 mm, DIN 63	1 pz
LLG09072979	Bottiglia 2000 ml, Ø est. 120 mm, h 252 mm, bocca Ø int. 55,0 mm, DIN 63	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

