

**Bottiglie graduate a collo largo normalizzato****Kartell**

Bottiglie graduate a collo largo normalizzato. In PP, conformi alle norme per sostanze alimentari, molto robuste e di lunga durata. Fornite di tappo con chiusura integrale a tenuta. Facili da riempire e da svuotare sia con campioni liquidi che solidi. Collo e filettatura normalizzata secondo le norme DIN 13316 e 168. Con tappo in PP. Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG06323777	Bottiglie graduate a collo largo normalizzato, PP, Capacità 100 ml, Grad. 20 ml, Ø est. 48 mm, Bocca Ø interno 24 mm, Altezza 105 mm, Filettatura GL 32	10 pz
LLG06323779	Bottiglie graduate a collo largo normalizzato, PP, Capacità 250 ml, Grad. 25 ml, Ø est. 60 mm, Bocca Ø interno 38 mm, Altezza 140 mm, Filettatura GL 45	10 pz
LLG06323781	Bottiglie graduate a collo largo normalizzato, PP, Capacità 50 ml, Grad. 10 ml, Ø est. 38 mm, Bocca Ø interno 24 mm, Altezza 88 mm, Filettatura GL 32	10 pz
LLG06323783	Bottiglie graduate a collo largo normalizzato, PP, Capacità 500 ml, Grad. 100 ml, Ø est. 75 mm, Bocca Ø interno 38 mm, Altezza 170 mm, Filettatura GL 45	5 pz
LLG09073030	Bottiglia 50 ml, Ø est. 38 mm, h 88 mm, bocca Ø int. 24,0 mm, DIN 32	1 pz
LLG09073031	Bottiglia 100 ml, Ø est. 48 mm, h 105 mm, bocca Ø int. 24,0 mm, DIN 32	1 pz
LLG09073032	Bottiglia 250 ml, Ø est. 60 mm, h 140 mm, bocca Ø int. 38,0 mm, DIN 45	1 pz
LLG09073033	Bottiglia 500 ml, Ø est. 75 mm, h 170 mm, bocca Ø int. 38,0 mm, DIN 45	1 pz
LLG09073034	Bottiglia 1000 ml, Ø est. 95 mm, h 206 mm, bocca Ø int. 55,0 mm, DIN 63	1 pz
LLG09073035	Bottiglia 2000 ml, Ø est. 120 mm, h 252 mm, bocca Ø int. 55,0 mm, DIN 63	1 pz